1. AMAÇ

Hava kompresörü çalıştırılmasının ve bakım onarımının tanımlanmasıdır.

2. KAPSAM

D.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi bünyesindeki teknik bakım onarım servisi ve cihazı kullanan personeli kapsar.

3. KISALTMALAR

4. TANIMLAR

3. SORUMLULAR

Bu talimatın uygulamasından teknik bakım onarım servisi ve cihazı kullanan personel sorumludur.

6. FAALİYET AKIŞI

6.1. Kompresörün Açılması

6.1.1. Panodan pakoşalter açılır.

6.1.2. Kompresör (ON/OFF) basılarak start verilir.

6.1.3. Tankın vanası açılarak birikmiş olan nem dışarı atılır.

6.1.4. Kurutucu filtrelerin vanaları açılarak nem dışarı atılır.

6.2. Kompresörün Kapatılması

6.2.1. Kompresörlerin “ ON/OFF ” tuşlarına basılarak cihaz kapatılır.

6.2.2. Cihazın panosundan pakoşalter kapatılır.

6.3. Cihazın Bakım ve Onarımı

6.3. Hava kompresörü yıllık bakım anlaşması bulunmaktadır.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

1. Bakım Ve Kalibrasyona Tabi Cihazların Periyodik Bakım Planı