	T.C. D.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HASTANESİ DAC CİHAZI ÇALIŞTIRMA VE BAKIM ONARIM TALİMATI	Doküman No	MC.TL.26
		Yürürlüğe Gir.Tar.	09.02.2015
		Revizyon No	02
		Revizyon Tarihi	02.01.2019
		Sayfa No	Sayfa 1/1

1. AMAÇ

DAC cihazı çalıştırılmasının ve bakım onarımının tanımlanmasıdır.

2. KAPSAM

D.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi bünyesindeki teknik bakım onarım servisi ve cihazı kullanan personeli kapsar.

3. KISALTMALAR

4. TANIMLAR

5. SORUMLULAR

D.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi bünyesindeki teknik bakım onarım servisi ve cihazı kullanan personel sorumludur.

DAC: Airetor, anglduruva ve mikromotorların sterilizasyonunda kullanılan sterilizasyon cihazı.

6. FAALİYET AKIŞI

6.1. Cihazın Çalıştırılması:

6.1.1. Cihazın fişi prize takılır.
6.1.2. DAC cihazı üzerinde bulunan C tuşuna basılarak açılır.
6.1.3. Cihazın su girişinden sesli ikaz sinyali bitene kadar arıtılmış su doldurulur.
6.1.4. Cihazın yağ seviyesi kontrol edilir eksikse yeni yağ tüpü yerleştirilir.
6.1.5. Cihazının hava bağlantısı kontrol edilir.
6.1.6. Cihazın kolonlarına airotor ve anglduruvalar başlıkları takılır.
6.1.7. Kolon yerine yerleştirilir.
6.1.8. Kapatma tuşuna basılarak kapak kapatılır.
6.1.9. Kapanma sonrası cihaz otomatik olarak sterilizasyon işlemine başlar.
6.1.10. Sterilizasyon bittiğinde kolon yukarı doğru hareket eder ve sesli uyarı verir.
6.1.11. Kolon çıkartılarak airotor ve mikro motorlar çıkartılır.
6.1.12. İşlem bittikten sonra cihaz açma/kapama düğmesinden kapatılır.

6.2. Cihazın Bakım ve Onarımı:

6.2.1. Teknik servis personeli hastanedeki tüm makine ve cihazların hastane içi bakım tarihlerini gösterir, "TIBBİ CİHAZ BAKIM – KALİBRASYON PLAN FORMU" hazırlar. Bu plana uygun olarak bakım işlerinin yapılmasını sağlar.
6.2.2. Teknik servis sorumlusu periyodik bakım kapsamındaki tüm makine ve cihazlar için BAKIM VE KALİBRASYONA TABİ CİHAZLARIN PERİYODİK BAKIM PLAN FORMU'NU" düzenler, birimlerden gelen planlı bakım dışında onarım talepleri ise ARIZA BİLDİRİM FORMU" ile teknik servis sorumlusuna aktarılır. Onarım faaliyeti sonucunda gerekli bilgileri "TIBBİ CİHAZ BAKIM – KALİBRASYON PLAN FORMU"na işler.
6.2.3. Cihazı kullanan personel; makine ve cihazlarda arıza olduğunda ARIZA BİLDİRİM FORMU" doldurur ve teknik servis görevlisini arıza hakkında bilgilendirir.
6.2.4. Teknik servis sorumlusu arıza tanımını yapar. Arıza hastane imkânları ile giderilemeyecekse servisi veya satıcı firması ile irtibata geçer ve arızanın giderilmesini sağlar.

6.3. DAC Cihazı Bakım Talimatı

6.3.1. Günlük Bakım:

6.3.1.1. Personel tarafından günlük fiziki temizliği yapılır.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

1. TIBBİ CİHAZ BAKIM – KALİBRASYON FORMU
2. BAKIM VE ONARIM TALEP FORMU
3. BAKIM VE KALİBRASYONA TABİ CİHAZLARIN PERİYODİK BAKIM PLANI
4. BAKIMA TABİ CİHAZ SİCİL FORMU
5. ARIZA BİLDİRİM FORMU
6. KULLANIM DIŞI EKİPMAN ETİKETİ